

Loslegen mit dem Qwiek.embrace

Das Qwiek.embrace bietet Geborgenheit genau dann, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Dieser Quick-Start hilft Ihnen, Ihren Klienten sofort Entspannung zu schenken.

Ein paar Tipps, bevor Sie beginnen:

- **Selbst testen:** Erfahren Sie selbst, wie das Qwiek.embrace wirkt, um die Erfahrung Ihres Klienten besser zu verstehen.
- **Klein anfangen:** Testen Sie es erst in Ruhe bei wenigen Klienten. So wissen Sie genau, was hilft.
- **Experten einbeziehen:** Beraten Sie sich mit Physio-, Ergo- oder SI-Therapeuten über den optimalen Einsatz.

Einsatz: Schritt für Schritt

Beurteilen Sie pro Klient, ob Sie wie im Beispiel kommunizieren oder ob bloßes Beobachten passender ist.

1 Niederschwellig anbieten

- *Ich habe etwas Schönes für Sie.*
- *Wollen wir es einfach mal probieren?*
- *Es fühlt sich an, als wäre jemand in Ruhe bei Ihnen.*

2 Erklären, was passiert

- *Dieses Kissen bietet Wärme, Vibration und Musik.*
- *Sie brauchen nichts zu tun.*
- *Einfach entspannt sitzen oder liegen.*

3 Gemeinsam den Platz finden

- *Ich lege das Kissen vorsichtig auf Ihren Schoß.*
- *Liegt es so gut?*
- *Wir finden zusammen die beste Stelle.*

4 Der letzte Schliff

- *Soll ich Musik oder Vibration leiser stellen?*
- *Oder lieber lauter?*
- *Sagen Sie einfach, was Ihnen am besten tut.*

5 Sicher genießen

- *Ich bleibe kurz hier, bis es sich gut anfühlt.*
- *Danach können Sie entspannen.*
- *Sagen Sie einfach ‚Stopp‘, wenn Sie möchten.*

6 Ruhig abschließen

- *Ich nehme das Kissen vorsichtig weg.*
- *Konnten Sie sich gut entspannen?*
- *Wir können das beim nächsten Mal wiederholen.*



Positionierung

Legen Sie das Qwiek.embrace auf den Schoß des Klienten. Die Hände können in die beiden Öffnungen gelegt werden.



Abspielen

Drücken Sie die Play-Taste zum Starten oder Pausieren. Doppelklicken Sie, um zur nächsten Liste zu springen.



Lautstärke anpassen

Drücken Sie die Lautstärketaste zum Ändern der Lautstärke. Doppelklicken Sie zum Wiederholen der Playlist.